

منبع تغذیه الکتروفورز – مدل DGT Universal



مشخصات فنی	
ظرفیت اتصال همزمان	3 عدد
ولتاژ خروجی	0-600 V
جریان جریان	0-400 mA
حداکثر توان خروجی	240 W
تایمر	1Min - 99:59' Hours
دقت ولتاژ	0.1 V
دقت جریان	0.1 mA
کارایی	95 %
ابعاد	22x20x8 cm
وزن	1.8 kg
دمای عملکرد	0-50 °C

دستگاه منبع تغذیه الکتروفورز مدل DGT-UNIVERSAL ساخت شرکت دنا ژن تجهیز، با طراحی بسیار دقیق، با کیفیت و امنیت بسیار بالا قابلیت تامین ولتاژ از 0 تا 600 ولت با دقت 1 ولت و همچنین تامین جریان از 0 تا 400 میلی آمپر را با دقت 1 میلی آمپر دارا می باشد. کیفیت این دستگاه به گونه ای است که قابلیت رقابت با بهترین برندهای روز دنیا را دارا می باشد. همان گونه که از اسم آن مشخص می باشد، این دستگاه جهت تامین ولتاژ مربوط به عموم تکنیک های مولکولی می باشد.

کاربرد:

✓ SDS-PAGE (Polyacrilamide Gel Electrophoresis)

✓ Native Page

✓ الکتروفورز آگارز

✓ DNA pulsed field electrophoresis

✓ الکتروبلاتینگ (اعم از وت ترانسفر و سمی درای ترانسفر)

✓ تکنیک ژل الکتروفورز شیب دنا تورانت (DGGE)

✓ همچنین IEF و DNA sequencing

تلفن : 02166840435 - 02166381730 فکس: 02191082191 موبایل: 09120351457-09120757486 وبسایت: www.denagene.com ایمیل: denagenetajhiz@gmail.com